

## 1. IDENTIFIKATION AF VIRKSOMHEDEN

Navn på virksomhed  
American Orthodontics  
3524 Washington Avenue  
Sheboygan, WI 53081

**24 TIMERS NØDHJÆLPSTELEFONNUMMER**  
**(920) 457-5051**  
Kontakt for information  
**(920) 457-5051**

## 2. INFORMATION OM PRODUKTET

**Produktets navn:** Syreholdigt ætsemiddel (gel/væske)  
**Produktbeskrivelse:** Adhæsiver – 37 % phosphorsyre ætsemiddel  
**Produktartikelnummer:** REF 020-028536 og REF 020-028535  
**Materiale:** Phosphorsyre

## 3. BRUGSINDIKATIONER, ANVENDELSESMULIGHEDER

Syreholdigt ætsemiddel er et phosphorsyre ætsemiddel der anvendes til ætsning af emalje og dentin for at fremme adhæsion af primer/bindemiddel adhæsiver på tandstruktur og restorationsmaterialer.

## 4. KONTRAINDIKATIONER

Det er tandlægens primære ansvar at klarlægge evt. mulige kontraindikationer, der kan forhindre anvendelsen af American Orthodontics' produkter.

## 5. ADVARSEL

Syreholdigt ætsemiddel indeholder phosphorsyre og er ætsende. Undgå kontakt med øjne, slimhinde og hud. Se American Orthodontics' sikkerhedsdatablad "Phosphorsyre".

Syreholdigt ætsemiddel indeholder kobber-polyphthalocyanin og Quinolingult/FD&C No. 10 (syntetisk gult farvestof). Patienter der er overfølsomme eller allergiske overfor disse farvestoffer, må ikke komme i kontakt med dem.

## 6. BIVIRKNINGER

Under brug kan uønskede bivirkninger omfatte allergisk reaktion og mindre ubehag og smerte.

## 7. PROCEDURER FØR START

1. Emaljeoverfladen(-erne), der skal bindes, renses ved hjælp af et roterende instrument med en gummikop eller børste.
2. Undlad at anvende rensende pasta, som indeholder olie. Dette kan efterlade et tyndt lag, som vil hindre ætsningen.
3. Skyl grundigt og tør tænderne med olie/fugtfri trykluft.

## 8. TRINVIS VEJLEDNING

**BEMÆRK:** Hvis du anvender andre gelætsende systemer, så bedes du læse producentens brugsanvisning inden brug. Nedenstående procedure gælder kun for American Orthodontic syreholdigt ætsemiddel.

1. Doser syreholdigt ætsemiddel på blandingsbakken.
2. Isolér de tænder, der skal ætse.
3. Dup hele det område, der skal bindes, med syreholdigt ætsemiddel. Undlad at skrubbe emaljen med syreholdigt ætsemiddel. Undgå at syreholdigt ætsemiddel kommer i kontakt med blødvæv.
4. Lad ætsemidlet virke i 30 sekunder (60 sek. på mælketænder).
5. Skyl hver tand med vand/lufttør i 10 sek. (20 sek. for gelætsning) for at standse ætsningsprocessen. Det ætsede område skal have et kridhvidt udseende. Ellers skal du ætse i yderligere 10-15 sekunder.
6. Fjern demineraliserede partikler

## 9. OPBEVARING OG TRANSPORTFORHOLD

### Opbevaring

- Hold beholderen tæt lukket.
- Opbevares ved mellem 10° - 25 °C (50° - 77 °F)
- Holdbarhed ved stuetemperatur er i henhold til udløbsdato. Vend produkterne om for at optimere holdbarhed.

### Transport

- Opbevares ved mellem 10° - 25 °C (50° - 77 °F)

- Hårdfør eller voldsom håndtering kan forårsage beskadigelse af produktet

## 10. OVERVEJELSER OMKRING BORTSKAFFELSE

Små mængder syreholdigt ætsemiddel kan fortyndes med rigelige mængder vand ned i afløbet. Større mængder skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale/statslige love. Tom emballage kan genbruges efter grundig og korrekt rengøring.

## 11. BEGRÆNSNING AF GARANTI

Købers retsmidler med hensyn til evt. krav, der måtte opstå pga. en defekt af produkt eller serviceydelse, skal være begrænset udelukkende til retten til reparation eller erstatning af sådanne artikler (efter sælgers eget valg) eller til refundering af købsprisen. Under ingen omstændigheder skal sælger være ansvarlig for evt. følgeskader indbefattet tabt fortjeneste for køberen med hensyn til evt. varer eller serviceydelser, som sælgeren har leveret. Skadeskrav eller manglende levering skal foretages inden for 30 dage efter modtagelse af ordren.

## 12. REGULATORISK INFORMATION

 MT Promedt Consulting GmbH • Altenhofstrasse 80 • 66386 St. Ingbert, Tyskland

 American Orthodontics • 3524 Washington Avenue • Sheboygan, WI 53081 • (920) 457-5051



SE BRUGSANVISNINGEN



ADVARSEL ÆTSENDE



IKKE-STERIL



FORSIGTIG – SE BRUGSANVISNINGEN



OPBEVARES VED MELLEM 10° - 25 °C (50 °F - 77 °F)

**C** **€0843**

SE [WWW.AMERICANORTHO.COM](http://WWW.AMERICANORTHO.COM) FOR SYMBOLFORKLARING

FORSIGTIG: IFØLGE AMERIKANSK LOVGIVNING MÅ DENNE ANORDNING KUN SÆLGES ELLER BESTILLES AF EN TANDLÆGE.

---

De informationer, der findes i brugsanvisningen, betragtes som gyldige og nøjagtige. American Orthodontics giver imidlertid ingen garanti, hverken udtrykkelig eller underforstået, med hensyn til fuldstændigheden af informationerne under alle mulige forhold. **Der skal altid anvendes rimelige sikkerhedsforanstaltninger.**