

1. ETTEVÕTTE IDENTIFITSEERIMINE

Ettevõtte nimi

American Orthodontics
3524 Washington Avenue
Sheboygan, WI 53081

24 H HÄDAABINUMBER

(920) 457-5051
Infotelefon
(920) 457-5051

2. TOOTE IDENTIFITSEERIMINE

Toote nimi: Happeline söövitusaine (geel/vedelik)
Toote kirjeldus: Adhesiivid – 37% fosforhapet sisaldav sööviti
Tootekood: REF 020-028536 ja REF 020-028535
Materjal: Fosforhape

3. KASUTUSNÄIDUSTUSED, KASUTUSVALDKOND

Happeline söövitusaine on fosforhapet sisaldav sööviti, mida kasutatakse emaili ja dentiini söövitamiseks, et soodustada praimer/kleepaine kleepumist hambastruktuuride ja restauratiivsete materjalide külge.

4. VASTUNÄIDUSTUSED

Hambaarstil ja/või ortodontil lasub esmane vastutus mis tahes vastunäidustuste tuvastamise eest, mis võivad takistada American Orthodonticsi toodete kasutamist.

5. HOIATUSED

Happeline söövitusaine sisaldab fosforhapet ja on söövitiv. Vältige kontakti silmade, limaskestast ja nahaga. Lugege American Orthodontics'i ohutusandmete lehte "Fosforhape".

Happeline söövitusaine sisaldab vase polüftalotsüaniini ja kinoliinkollast / FD&C kollast nr 10. Patsiendid, kes on nende värvainete suhtes tundlikud või allergilised, peaksid vältima kokkupuudet selle tootega.

6. KÕRVALTOIMED

Ravi käigus tekkida võivate soovimatute kõrvaltoimete hulka võivad kuuluda allergiline reaktsioon, ebamugavustunne ja valu.

7. ALUSTAMISEELSED PROTSEDUURID

1. Kasutades pöörlevat hambaraviriista, mis on varustatud kummikorgi või -harjaga, viige läbi kleebitavate emailipindade profülaktiline puhastamine.
2. Ärge kasutage õli sisaldavaid profülaktilise puhastamise pastasid. Õli võib jätta kattekihi, mis takistab söövitamist.
3. Loputage põhjalikult ja kuivatage hambad õli-/niiskusevaba suruõhuga.

8. SAMMSAMMULINE JUHEND

MÄRKUS: Muude geelsöövitussüsteemide kasutamise korral lugege tootja kasutusjuhendit. Alltoodud protseduur rakendub vaid American Orthodontics'i happelisele söövitusainele.

1. Väljutage happelist söövitusainet segamisalusele.
2. Isoleerige söövitatavad hambad.
3. Tupsutage happelist söövitusainet kogu kleebitavale alale. Ärge hõõruge happelist söövitusainet emaili sisse. Vältige happelise söövitusaine sattumist pehmetele kudedele.
4. Laske söövitusainel mõjuda 30 sekundit (piimahammastel 60 sekundit).
5. Loputage igat hammast vee-/õhuspreiga 10 sekundi jooksul (geelsöövitamisel 20 sekundi jooksul), et söövitusprotsess lõpetada. Söövitatud ala peaks olema „härmavalget“ värvi. Kui see nii pole, söövitage veel 10–15 sekundit.
6. Kõrvaldage demineraliseerunud osakesed

9. HOIUNDAMIS- JA TRANSPORTIMISTINGIMUSED

Hoiundamine

- Hoida mahuti tihedalt suletuna.
- Säilitada temperatuurivahemikus 10–25 °C (50–77 °F)

- Kõlblikkusaeg toatemperatuuril ladustamisel vastab komplekti karbile märgitud aegumiskuupäevale. Kõlblikkusaja optimeerimiseks roteerige inventari.

Transport

- Transportida temperatuurivahemikus 10–25 °C (50–77 °F)
- Karm või järsk käsitlemine võib toodet kahjustada.

10. JÄÄTMEKÄITLUS

Kui happelise söövitusaine kogus on väike, võib seda lahjendada suure koguse veega, et vedelik kanalisatsiooni juhtida. Suuremad kogused tuleb kõrvaldada vastavalt kohalikele/riiklikele seadustele. Tühja pakendi võib ümbertöötlemisele suunata pärast põhjalikku ja nõuetekohast puhastamist.

11. GARANTIIOHUSTUS

Ostja õiguskaitsvahendid nõuete korral, mis tulenevad mis tahes kaupade või toodete puudustest, on eranditult piiratud selliste toodete remontimise või asendamisega (müüja valikul) või vastava ostuhinna tagasimaksega. Mitte mingil juhul ei vastuta müüja mis tahes tulenevate või kaudsete kahjude eest, kaasa arvatud ostja saamatajäänud tulu seoses müüja poolt pakutud kaupade või teenustega. Nõuded seoses kahjustuste või puudustega tuleb esitada 30 päeva jooksul.

12. REGULATIIVNE TEAVE



MT Promedt Consulting GmbH • Altenhofstrasse 80 • 66386 St. Ingbert, Saksamaa



American Orthodontics • 3524 Washington Avenue • Sheboygan, WI 53081 • (920) 457-5051



VT KASUTUSJUHENDIT



SÖÖVITUSOHT



STERILISEERIMATA



TÄHELEPANUNÕUE – VT KASUTUSJUHENDIT



SÄILITADA TEMPERAATUURIVAHEMIKUS 10–25 °C (50–77 °F)

CE 0843

VT SÜMBOLITE SÕNASTIKKU AADRESSIL WWW.AMERICANORTHO.COM

TÄHELEPANUNÕUE: FÖDERAALSEADUSTE PIIRANGUTEGA ON KÄESOLEVA SEADME MÜÜK LUBATUD VAID HAMBAAARSTIDELE/ORTODONTIDELE VÕI NENDE TELLIMUSEL.

Selles kasutusjuhendis toodud teave on teadaolevalt kehtiv ja täpne. Ettevõtte American Orthodontics ei anna siiski mingit selgesõnalist ega kaudset garantiid teabe täielikkuse kohta kõigis võimalikes kasutustingimustes. **Alati tuleb järgida mõistlikke ohutusalasid ettevaatusabinõusid**