

## 1. TUNNISTUSTIEDOT

### Yrityksen nimi

American Orthodontics  
3524 Washington Avenue  
Sheboygan, WI 53081, U.S.A.

### 24 H HÄTÄNUMERO

+1 (920) 457-5051  
Lisätietoja puhelin numerosta  
+1 (920) 457-5051

## 2. Tuotteen tunnistetiedot

**Tuotenimi:** Etsaushappo (geeli/neste)  
**Tuotekuvaus:** Sideaineet – 37 % fosforietsaushappo  
**Tuoteosien numerot:** REF 020-028536 ja REF 020-028535  
**Materiaali:** Fosforihappo

## 3. KÄYTTÖTARKOITUS, -ALA

Etsaushappo on fosforihappoa sisältävä etsaushappo, jota käytetään kiilteen ja dentiinien etsaukseen edistämään esikäsitteily-/kiinniteaineiden adheesiota hammasrakenteen ja korjausmateriaalien kanssa.

## 4. VASTA-AIHEET

Hammashoidon ammatillaisen ja/tai oikomishoidon erikoishammaslääkärin ensisijainen vastuu on tunnistaa mahdolliset vasta-aiheet, jotka saattavat estää American Orthodontics -yhtiön tuotteiden käytön.

## 5. VAROITUKSET

Etsaushappo sisältää fosforihappoa ja on syövyttävää. Varottava aineen joutumista silmiin, limakalvoille tai iholle. Viittaa American Orthodontics Turvallisuustietolomakkeen kohtaan "fosforihappo".

Etsaushappo sisältää kuparipolyftalosyaniinia ja kinoliinikeltaista/FD&C keltaista nro 10:ntä Potilaiden, jotka ovat herkkiä tai allergisia näille väriaineille ei tulisi olla kosketuksissa tämän tuotteen kanssa.

## 6. HAITTAVAIKUTUKSET

Käytönaikana ilmenevät haittavaikutukset saattavat sisältää allergisia reaktioita ja lievää epämukavuutta ja kipua.

## 7. TOIMENPITEET ENNEN HOIDON ALOITTAMISTA

1. Tahnakiillota käsiteltävät hammaspinnot käyttäen pyörivään instrumenttiin kiinnitettyä kumikuppia tai -harjaa.
2. Älä käytä öljyä sisältäviä kiillotustahnoja. Ne saattavat muodostaa pintaan etsauksen estävän kalvon.
3. Huuhtelee huolellisesti ja kuivaa hampaat öljystä/kosteudesta vapaalla paineilmalla.

## 8. VAIHEKOHTAISET OHJEET

**HUOMIOI:** Muita etsausgeelijärjestelmiä käytettäessä, viittaa niiden valmistajien käyttöohjeisiin. Alla oleva menettelytapa koskee ainoastaan American Orthodontics -yhtiön etsaushappoa.

1. Annostele etsaushappoa sekoituslustralle.
2. Rajaa etsattavat hampaat.
3. Tupsuttelee etsaushappoa koko kiinnityspinnalle. Älä hankaa etsaushappoa kiilteeseen. Vältä laittamasta etsaushappoa pehmytkudoksille.
4. Anna vaikuttaa 30 sekuntia (60 sekuntia maitohampaille)
5. Huuhtelee jokaista hammasta vesi/ilmasuihkulla 10 sekunnin ajan (20 sekuntia etsausgeeliä käytettäessä) etsausprosessin lopettamiseksi. Etsatun kiilteen tulisi näyttää liitumaisen valkealta. Ellei näin ole, toista etsaus 10-15 sekunnin vaikutusajalla.
6. Poista demineralisoidut hiukkaset.

## 9. SÄILYTYS- JA KULJETUSOLOSUHTEET

### Säilytys

- Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna.
- Säilytyslämpötila 10°-25°C (50°- 77°F)
- Säilyvyys huoneenlämmössä on viimeiseen käyttöpäivään asti. Pyöritä inventaariota säilyvyysajan optimoimiseksi.

### Kuljetus

- Kuljetuslämpötila 10°-25°C (50°- 77°F)

- Kova tai karkea käsittely voi vahingoittaa tuotetta

## 10. HÄVITTÄMISTOIMENPITEET

Pienet määrät etsaushappoa voidaan laittaa viemäristä alas runsaalla vedellä laimennettuna. Isommat määrät tulee hävittää paikallisten säännösten/maan lakien mukaisesti. Tyhjät pakkaukset voidaan kierrättää huolellisen ja asianmukaisen puhdistuksen jälkeen.

## 11. TAKUUSEEN LIITTYVÄ VASTUU

Ostajan saama korvaus mistä tahansa tuoteviasta tai palvelusta rajoittuu nimenomaisen tuotteen korjaukseen tai vaihtoon (myyjän harkintaan perustuen) tai ostohinnan palauttamiseen. Missään tapauksessa myyjä ei ole vastuussa johdannaisista tai liitännäisistä vahingoista mukaan lukien ostajan liikevoiton menetykset, jotka liittyvät myyjän toimittamiin tuotteisiin tai palveluihin. Valitukset vahinkoja tai puutteita koskien pitää tehdä 30 vuorokauden kuluessa tuotteen vastaanottamisesta.

## 12. MÄÄRÄYKSIÄ KOSKEVAT TIEDOT



MT Promedt Consulting GmbH • Altenhofstrasse 80 • 66386 St. Ingbert, Saksa



American Orthodontics • 3524 Washington Avenue • Sheboygan, WI 53081, U.S.A. • +1 (920) 457-5051



LUE KÄYTTÖOHJEET



VAROITUS – SYÖVYTTÄVÄÄ



STERILOIMATON



HUOMAUTUS – VIITTAA KÄYTTÖOHJEISIIN



SÄILYTYSLÄMPÖTILA 10°-25°C (50°- 77°F)

CE 0843

KATSO SYMBOLIEN SELITYKSET VERKKOSIVUSTOLTA [WWW.AMERICANORTHO.COM](http://WWW.AMERICANORTHO.COM)

HUOMAUTUS: YHDYSVALTAIN LAIN MUKAAN TÄTÄ LAITETTA SAA MYYDÄ VAIN  
HAMMASLÄÄKÄRI/OIKOMISOPIN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI TAI NÄIDEN MÄÄRÄYKSELLÄ.

---

Tässä käyttöohjeessa olevien tietojen uskotaan olevan päteviä ja tarkkoja. American Orthodontics ei kuitenkaan takaa nimenomaisesti tai konkludenttisesti, että tiedot ovat täydellisiä kaikissa mahdollisissa olosuhteissa. **Kohtuullista varovaisuutta pitää aina noudattaa.**