

## 1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Όνομα εταιρίας  
American Orthodontics  
3524 Washington Avenue  
Sheboygan, WI 53081

24ΩΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ  
(920) 457-5051  
Τηλέφωνο πληροφοριών  
(920) 457-5051

## 2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όνομασία Προϊόντος: Αδροποιοητικό Οξέος (Γέλη/Υγρό)  
Περιγραφή προϊόντος: Συγκολλητικά – 37% Αδροποιοητικό Φωσφορικού Οξέος  
Αριθμός προϊόντος: REF 020-028536 & REF 020-028535  
Υλικό: Φωσφορικό οξύ

## 3. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το Αδροποιοητικό Οξέος είναι ένα αδροποιοητικό φωσφορικού οξέος που χρησιμοποιείτε για την αδροποίηση αδαμαντίνης και οδοντίνης για να προωθηθεί τη συγκόλληση διορθωτικών/συγκολλητικών παραγόντων στη δομή δοντιών και σε υλικά αποκατάστασης.

## 4. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Είναι η κύρια ευθύνη το επαγγελματία οδοντίατρου και/ή ορθοδοντικού η αναγνώριση των πιθανών αντενδείξεων οι οποίες ενδέχεται να προκληθούν από τη χρήση των προϊόντων της American Orthodontics.

## 5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Αδροποιοητικό Οξέος το οποίο περιέχει φωσφορικό οξύ και είναι διαβρωτικό. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια, τις βλεννώδεις μεμβράνες και το δέρμα. Αναφερθείτε στο Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας της American Orthodontics «Φωσφορικό Οξύ».

Το Αδροποιοητικό Οξέος περιέχει φθαλοκυανίνη χαλκού και Κίτρινη Κινολίνη /FD&C Κίτρινο No. 10. Οι ασθενείς που έχουν ευαισθησία ή αλλεργία σε αυτές τις χρωστικές ουσίες δεν πρέπει να έρθουν σε επαφή με αυτό το προϊόν.

## 6. ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΣ

Κατά τη διάρκεια της χρήσης οι παρενέργειες ενδέχεται να περιλαμβάνουν αλλεργική αντίδραση, μικρή δυσφορία και πόνο.

## 7. ΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

- Χρησιμοποιήστε περιστροφικό εργαλείο με λαστιχένιο κύπελλο ή βούρτσα, προφυλάξτε την(τις) επιφάνεια(ες) σμάλτου οι οποίες θα συγκολληθούν.
- Μην χρησιμοποιείτε προφυλακτικές πάστες που περιέχουν έλαια. Κάτι τέτοιο μπορεί να αφήσει λεπτή μεμβράνη που θα αναχαιτίσει την αδροποίηση.
- Ξεπλένετε καλά και στεγνώνετε τα δόντια με συμπιεσμένο αέρα που δεν περιέχει έλαια/υγρασία.

## 8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν χρησιμοποιείτε άλλα συστήματα γέλης αδροποίησης, συμβουλευθείτε τις οδηγίες χρήσης τους κατασκευαστή. Η παρακάτω διαδικασία είναι σχετική μόνο για το Αδροποιοητικό Οξέος της American Orthodontics.

- Βάλτε το Αδροποιοητικό Οξέος στην παλέτα ανάμιξης.
- Απομονώστε τα δόντια στα οποία θα γίνει αδροποίηση.
- Βάλτε μικρό ποσοστό από το Αδροποιοητικό Οξέος σε όλη την περιοχή που θα γίνει συγκόλληση. Μην τρίβετε το Αδροποιοητικό Οξέος στην αδαμαντίνη. Αποφύγετε την τοποθέτηση του Αδροποιοητικού Οξέος σε μαλακό ιστό.
- Αφήστε να περάσουν 30 δευτερόλεπτα για την αδροποίηση (60 δευτερόλεπτα για προσωρινά δόντια).
- Ξεπλένετε κάθε δόντι με σπρί από νερό/αέρα επί 10 δευτερόλεπτα (20 δευτερόλεπτα για αδροποίηση με γέλη) για να σταματήσει η διαδικασία αδροποίησης. Η αδροποιημένη περιοχή θα φαίνεται σαν παγωμένο λευκό χρώμα. Εάν δεν φαίνεται έτσι, επαναλαμβάνετε την αδροποίηση για άλλα 10-15 δευτερόλεπτα.
- Βγάλτε τα απομεταλλωμένα σωματίδια

## 9. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Αποθήκευση

- Κρατήστε το δοχείο ερμητικά κλειστό.
- Αποθηκεύστε μεταξύ 50°-77°F (10°-25°C)
- Ο χρόνος ζωής σε θερμοκρασία δωματίου αναφέρεται ως ημερομηνία λήξης. Περιστρέψτε τα αποθέματα για να βελτιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής.

#### Μεταφορά

- Μεταφέρετε με θερμοκρασίες μεταξύ 50°-77°F (10°-25°C)
- Βίαιος ή απότομος χειρισμός ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν

## 10. AVFALLSHANTERING

Μικρές ποσότητες Αδροποιοητικού Οξέως μπορούν να αποτεθούν διαλυμένες σε μεγάλη ποσότητα νερού στην αποχέτευση. Οι μεγάλες ποσότητες πρέπει να απορριφθούν σύμφωνα με τους τοπικούς/πολιτειακούς νόμους. Η άδεια συσκευασία δύναται να ανακυκλωθεί κατόπιν ενδελεχούς και κατάλληλου καθαρισμού.

## 11. ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Οι διορθωτικές ενέργειες σε σχέση με τις οποιοσδήποτε απαιτήσεις σχετικά με οποιοδήποτε είδος ή υπηρεσίες θα πρέπει να περιορίζονται αποκλειστικά στο δικαίωμα επισκευής ή αντικατάστασης αυτών των ειδών (κατά την ευχέρεια του πωλητή) ή την ως εκ τούτου αποζημίωση του ποσού αγοράς. Σε καμία περίπτωση δεν είναι υπεύθυνος ο πωλητής για οποιαδήποτε περαιτέρω ή σχετική ζημιά συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερδών η οποία προκλήθηκε από τον αγοραστή σχετικά με αγαθά ή υπηρεσίες παρεχόμενες από τον πωλητή. Τυχόν απαιτήσεις για ζημιές ή ελλείψεις θα πρέπει να δηλώνονται εντός 30 ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας.

## 12. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER



MT Promedt Consulting GmbH • Altenhofstrasse 80 • 66386 St. Ingbert, Γερμανία



American Orthodontics • 3524 Washington Avenue • Sheboygan, WI 53081 • (920) 457-5051



ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ



ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ



ΠΡΟΣΟΧΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΤΟ IFU

C € 0843



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΜΕΤΑΞΥ 50°F - 77°F (10° - 25°C)

ΔΕΙΤΕ [WWW.AMERICANORTHO.COM](http://WWW.AMERICANORTHO.COM) ΓΙΑ ΤΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ Ή ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ/ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ.

---

Οι πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτό το φυλλάδιο IFU πιστεύουμε ότι είναι έγκυρες και ακριβείς. Η American Orthodontics, ωστόσο, δεν εγγυάται, ούτε εκφράζει ή υπονοεί, την πληρότητα των πληροφοριών σε οποιαδήποτε συνθήκη. **Οι λογικές προφυλάξεις ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται πάντοτε.**